

Методика «Корректирующие пробы»

Цель: Исследование степени **концентрации** и **устойчивости внимания**.

Возраст: 5-7 лет.

Оборудование: бланк с заданием, карандаш.

Описание процедуры: Обследование проводится с помощью специальных бланков с рядами расположенных в случайном порядке букв (цифр, фигур, может быть использован газетный текст вместо бланков). Исследуемый просматривает текст или бланк ряд за рядом и вычеркивает определенные указанные в инструкции буквы или знаки.

Инструкция: «На бланке с фигурами вычеркните, просматривая ряд за рядом, все домики. Через каждые 60 секунд по моей команде отметьте вертикальной чертой, сколько фигур Вы уже просмотрели (успели просмотреть)».

Примечание: возможны другие варианты проведения методики: вычеркивать буквосочетания (например, «НО») или вычеркивать одну букву, а другую подчеркивать.

Форма фиксации результатов:

Результаты пробы оцениваются по количеству пропущенных не зачеркнутых фигур, по времени выполнения или по количеству просмотренных фигур.

Важным показателем является характеристика качества и темпа выполнения (выражается числом проработанных строк и количеством допущенных ошибок за каждый 60-секундный интервал работы).

Концентрация внимания оценивается по формуле:

$$K = C^2 / П, \text{ где}$$

- **C** - число строк таблицы, просмотренных испытуемым,
- **П** - количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний лишних знаков).

Ошибкой считается пропуск тех букв, которые должны быть зачеркнуты, а также неправильное зачеркивание.

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости просмотра на протяжении всего задания.

Результаты подсчитываются для каждых 60 секунд по формуле:

$$A = S / t, \text{ где}$$

- **A** - темп выполнения,
- **S** - количество букв в просмотренной части корректирующей таблицы,
- **t** - время выполнения.

По результатам выполнения методики за каждый интервал может быть построена «кривая истощаемости», отражающая, устойчивость внимания и работоспособность в динамике.



Показатель **переключаемости внимания** вычисляется по формуле:

$$C = (S_0 / S) * 100, \text{ где}$$

- **S₀** - количество ошибочно проработанных строк,
- **S** - общее количество строк в проработанной испытуемым части таблицы.

При оценке переключаемости внимания испытуемый получает инструкцию зачеркивать разные буквы в четных и нечетных строках корректурной таблицы.

Стимульный материал:



Источник: Альманах психологических тестов. М., 1995, С.107-111.